





PREMIUM SELLER
CHEMS LATRECHE

Cartouches



Pour dermographes Simplicity et Zen

Guide officiel français



PREMIUM SELLER
CHEMS LATRECHE

Retrouvez dans votre PhiSeller France une multitude de possibilités de techniques grâce aux cartouches **REVO** et **ZEN** pour dermographe.

Team Simplicity ou Team Zen (re)découvrez une manière de pratiquer !

Les cartouches **REVO** sont **uniquement destinées aux dermographe Simplicity** et les cartouches **ZEN** pour le dermographe **ZEN**.

Zen Simplicity



Eye-liner et Lèvres

Cartouches ZEN

1 CARTOUCHE LINER / Aiguille 0,4 mm

Idéal pour créer des traits très fins : eye-liner, rehaussement des sourcils et des cils.

3 MICRO CARTOUCHE / Aiguille 0,18 mm

Idéal pour les lignes fines pour eye-liner, différentes techniques de remplissage/ombrage, contour des lèvres. Ne passez pas plusieurs fois du même côté, mais appliquez la couleur en quelques étapes. Parfaitement adapté pour la retouche couleur.

3 CARTOUCHE LINER / Aiguille 0,3 mm

Idéal pour créer un eye-liner solide, un contour des lèvres. Important : Ne passez pas plusieurs fois du même côté, mais appliquez la couleur en quelques étapes.

3 CARTOUCHE CONTOUR / Aiguille 0,25 mm

Idéal pour l'amélioration des cils, le contour des lèvres mince, les traits des sourcils, l'effet ombré.

3 CARTOUCHE INCLINÉE / Aiguille 0,4 mm

Idéal pour les sourcils et les lèvres. L'utilisation correcte de cette aiguille nécessite une formation spécifique. Ne convient pas aux débutants. Idéal pour la retouche des couleurs.



4 CARTOUCHE PLATE / Aiguille 0,4 mm

Idéal pour Effet dégradé, lèvres et sourcils. Ne passez pas plusieurs fois du même côté, mais appliquez la couleur en quelques étapes.

5 CARTOUCHE INCLINÉE / Aiguille 0,4 mm

Ouvrir la voie à une variété de techniques de travail extraordinaires. Idéal pour le crayon à lèvres, l'eye-liner, les sourcils et la micropigmentation de l'aréole.

3 CARTOUCHE POWER / Aiguille 0,3 mm

Idéal pour le contour des lèvres, le contour des ridules, les traits fins des cheveux, le rehaussement des cils.

5 CARTOUCHE SHADER / Aiguille 0,3 mm

Idéal pour l'ombrage des lèvres, le remplissage des lèvres, la poudre de sourcils, l'aréole, le camouflage des cicatrices. Ne convient pas aux débutants.

5 POWER CARTRIDGE / Aiguille 0,3 mm

Idéal pour eye-liner et lipliner épais, contour des lèvres.

5 CARTOUCHE MAGNUM / Aiguille 0,3 mm

Idéal pour le crayon à lèvres, le remplissage des lèvres, les sourcils, l'ombrage ou l'effet de maculage sur l'eye-liner, l'aréole, le camouflage des cicatrices.

7 POWER CARTRIDGE / Aiguille 0,3 mm

Idéal pour l'application d'un crayon à lèvres ou d'un eye-liner.

9 CARTOUCHE MAGNUM / Aiguille 0,3 mm

Idéal pour les lèvres charnues, la micropigmentation de l'aréole, les cicatrices, l'ombrage complet, les sourcils, un effet dégradé de couleur délicat.

Cartouches REVO

PHIBRID

PhiBrid est un stabilisateur de cartouche pour les machines simplicity.

Peut être utilisée avec des peaux à problèmes lorsqu'il est presque impossible de remplir le pigment avec une microlame. Avec un mouvement rapide, ils ajoutent de nouveaux poils entre ceux existants, par endroits où il devrait y en avoir. Il augmente la durée de vie du pigment de 50% avec une peau normale. Fournit stabilité, précision et profondeur contrôlée.

REVO 1P / Aiguille 0,18 mm

Idéale pour les ridules, l'eye-liner, l'amélioration du contour de l'oeil, sourcils, contour des lèvres et teinte des lèvres.

Remarque : cette aiguille pénètre facilement dans la peau. Assurez-vous d'ajuster correctement la profondeur de l'aiguille.



REVO 1P / Aiguilles 0,3mm

Idéale pour les ridules, l'eye-liner, l'amélioration du contour de l'oeil, contour des sourcils et contour des lèvres.

Important : cette aiguille pénètre facilement dans la peau. Assurez-vous d'ajuster correctement la profondeur de l'aiguille.

REVO 3FSL / Aiguilles 0,3mm

Idéale pour les lignes épaisses et régulières, les sourcils, le remplissage des lèvres.

Remarque : ne passez pas plusieurs fois du même côté, mais appliquez la couleur en quelques étapes. Parfaitement adaptée à la couleur et retouche.

REVO 3R / Aiguilles 0.18mm

Idéale pour les ridules, les sourcils, le remplissage des lèvres.

Important : L'utilisation correcte de cette aiguille nécessite une formation spécifique, si elle est utilisée correctement toutes les aiguilles pénètrent la peau à la même profondeur. Ne convient pas aux débutants.

Parfaitement adaptée à la retouche couleur.

REVO 3R / Aiguilles 0,25mm

Idéale pour les ridules, les sourcils, recommandée pour le remplissage des lèvres.

Parfaitement adaptée pour la retouche couleur.

REVO 4F / Aiguilles 0,3mm

Idéale pour les lignes épaisses, les sourcils, le remplissage des lèvres.

Remarque : Ne passez pas plusieurs fois du même côté, mais appliquez la couleur en quelques étapes.


REVO 5R / Aiguilles 0,25mm

Cartouche non adaptée aux lignes, mais adaptée au remplissage de grandes surfaces, même en mode dégradé.

REVO 5FSL / Aiguilles 0,25mm

Idéale pour les lignes épaisses et régulières, les sourcils, le remplissage des lèvres.

Parfaitement adaptée pour la retouche couleur et des lignes plus épaisses.



Microblading

Cartouches ZEN

1 NANO CARTOUCHE / Aiguille 0,2 mm

Idéal pour un motif extrêmement fin sur l'arcade sourcilière, de minuscules traits de cheveux Cette aiguille pénètre facilement dans la peau. Assurez-vous de régler correctement la profondeur de l'aiguille. Diamètre délicat et pointe acérée de l'aiguille.

1 MICRO CARTOUCHE / Aiguille 0,18 mm

Idéal pour les rides très fines de l'arcade sourcilière. Cette aiguille pénètre facilement dans la peau. Assurez-vous de régler correctement la profondeur de l'aiguille.

1 CARTOUCHE LINER / Aiguille 0,4 mm

Idéal pour créer des traits très fins : eye-liner, rehaussement des sourcils et des cils.

3 MICRO CARTOUCHE / Aiguille 0,18 mm

Idéal pour les lignes fines pour eye-liner, différentes techniques de remplissage/ombrage, contour des lèvres. Ne passez pas plusieurs fois du même côté, mais appliquez la couleur en quelques étapes. Parfaitement adapté pour la retouche couleur.

3 CARTOUCHE CONTOUR / Aiguille 0,25 mm

Idéal pour l'amélioration des cils, le contour des lèvres mince, les traits des sourcils, l'effet ombré.



3 CARTOUCHE INCLINÉE / Aiguille 0,4 mm

Idéal pour les sourcils et les lèvres. L'utilisation correcte de cette aiguille nécessite une formation spécifique. Ne convient pas aux débutants. Idéal pour la retouche des couleurs.

4 CARTOUCHE PLATE / Aiguille 0,4 mm

Idéal pour Effet dégradé, lèvres et sourcils. Ne passez pas plusieurs fois du même côté, mais appliquez la couleur en quelques étapes.

5 CARTOUCHE INCLINÉE / Aiguille 0,4 mm

Ouvrir la voie à une variété de techniques de travail extraordinaires. Idéal pour le crayon à lèvres, l'eye-liner, les sourcils et la micropigmentation de l'aréole.

5 CARTOUCHE SHADER / Aiguille 0,3 mm

Idéal pour l'ombrage des lèvres, le remplissage des lèvres, la poudre de sourcils, l'aréole, le camouflage des cicatrices. Ne convient pas aux débutants.

5 CARTOUCHE MAGNUM / Aiguille 0,3 mm

Idéal pour le crayon à lèvres, le remplissage des lèvres, les sourcils, l'ombrage ou l'effet de maculage sur l'eye-liner, l'aréole, le camouflage des cicatrices.

9 CARTOUCHE MAGNUM / Aiguille 0,3 mm

Idéal pour les lèvres charnues, la micropigmentation de l'aréole, les cicatrices, l'ombrage complet, les sourcils, un effet dégradé de couleur délicat.

Cartouches REVO

PHIBRID

PhiBrid est un stabilisateur de cartouche pour les machines simplicity. Peut être utilisée avec des peaux à problèmes lorsqu'il est presque impossible de remplir le pigment avec une microlame. Avec un mouvement rapide, ils ajoutent de nouveaux poils entre ceux existants, par endroits où il devrait y en avoir. Il augmente la durée de vie du pigment de 50% avec une peau normale. Fournit stabilité, précision et profondeur contrôlée.

REVO 1P / Aiguilles 0,18 mm

Idéale pour les ridules, l'eye-liner, l'amélioration du contour de l'oeil, sourcils, contour des lèvres et teinte des lèvres.

Remarque : cette aiguille pénètre facilement dans la peau. Assurez-vous d'ajuster correctement la profondeur de l'aiguille.



REVO 1P / Aiguilles 0,3mm

Idéale pour les ridules, l'eye-liner, l'amélioration du contour de l'oeil, contour des sourcils et contour des lèvres.

Important : cette aiguille pénètre facilement dans la peau.

Assurez-vous d'ajustez correctement la profondeur de l'aiguille.

REVO 1P / Aiguilles 0,4mm

Idéale pour les lignes épaisses régulières et pleines, l'ombrage des sourcils.

Important : cette aiguille pénètre facilement dans la peau.

Assurez-vous d'ajustez correctement la profondeur de l'aiguille.

REVO 3FSL / Aiguilles 0,3mm

Idéale pour les lignes épaisses et régulières, les sourcils, le remplissage des lèvres.

Remarque : ne passez pas plusieurs fois du même côté, mais appliquez la couleur en quelques étapes. Parfaitement adaptée à la couleur et retouche.

REVO 3R / Aiguilles 0.18mm

Idéale pour les ridules, les sourcils, le remplissage des lèvres.

Important : L'utilisation correcte de cette aiguille nécessite une formation spécifique, si elle est utilisée correctement toutes les aiguilles pénètrent la peau à la même profondeur. Ne convient pas aux débutants.

Parfaitement adaptée à la retouche couleur.

REVO 3R / Aiguilles 0,25mm

Idéale pour les ridules, les sourcils, recommandée pour le remplissage des lèvres. Parfaitement adaptée pour la retouche couleur.

REVO 4F / Aiguilles 0,3mm

Idéale pour les lignes épaisses, les sourcils, le remplissage des lèvres.


Remarque : Ne passez pas plusieurs fois du même côté, mais appliquez la couleur en quelques étapes.

REVO 5R / Aiguilles 0,25mm

Cartouche non adaptée aux lignes, mais adaptée au remplissage de grandes surfaces, même en mode dégradé.

REVO 5FSL / Aiguilles 0,25mm

Idéale pour les lignes épaisses et régulières, les sourcils, le remplissage des lèvres. Parfaitement adaptée pour la retouche couleur et des lignes plus épaisses.



Soins-visage et microneedling

Cartouches REVO

REVO TRI-M

Cartouche conçue spécifiquement pour le traitement de zone des procédures de MICRONEEDLING / MESOTHERAPIE.

Cartouches ZEN

CARTOUCHE DE MICRONEEDLING 0.7 mm

Cartouche conçue spécifiquement pour le traitement de zone des procédures de MICRONEEDLING / MESOTHERAPIE.

1 NANO CARTOUCHE / Aiguille 0,2 mm

Idéal pour un motif extrêmement fin sur l'arcade sourcilière, de minuscules traits de cheveux. Cette aiguille pénètre facilement dans la peau. Assurez-vous de régler correctement la profondeur de l'aiguille. Diamètre délicat et pointe acérée de l'aiguille.

1 MICRO CARTOUCHE / Aiguille 0,18 mm

Idéal pour les rides très fines de l'arcade sourcilière. Cette aiguille pénètre facilement dans la peau. Assurez-vous de régler correctement la profondeur de l'aiguille.

3 CARTOUCHE POWER / Aiguille 0,3 mm

Idéal pour le contour des lèvres, le contour des ridules, les traits fins des cheveux, le rehaussement des cils.



Aréole mammaire

Cartouches ZEN

5 CARTOUCHE INCLINÉE / Aiguille 0,4 mm

Ouvrir la voie à une variété de techniques de travail extraordinaires. Idéal pour le crayon à lèvres, l'eye-liner, les sourcils et la micropigmentation de l'aréole.

3 CARTOUCHE POWER / Aiguille 0,3 mm

Idéal pour le contour des lèvres, le contour des ridules, les traits fins des cheveux, le rehaussement des cils.

5 CARTOUCHE SHADER / Aiguille 0,3 mm

Idéal pour l'ombrage des lèvres, le remplissage des lèvres, le poudré des sourcils, l'aréole, le camouflage des cicatrices. Ne convient pas aux débutants.

5 CARTOUCHE MAGNUM / Aiguille 0,3 mm

Idéal pour le crayon à lèvres, le remplissage des lèvres, les sourcils, l'ombrage ou l'effet de maculage sur l'eye-liner, l'aréole, le camouflage des cicatrices.

9 CARTOUCHE MAGNUM / Aiguille 0,3 mm

Idéal pour les lèvres charnues, la micropigmentation de l'aréole, les cicatrices, l'ombrage complet, les sourcils, un effet dégradé de couleur délicat.

Cartouches REVO

REVO 5R / Aiguilles 0,25mm

Cartouche non adaptée aux lignes, mais adaptée au remplissage de grandes surfaces, même en mode dégradé.

REVO 3R / Aiguilles 0,25mm

Idéale pour les ridules, les sourcils, recommandée pour le remplissage des lèvres.
Parfaitement adaptée pour la retouche couleur.

REVO 3FSL / Aiguilles 0,3mm

Idéale pour les lignes épaisses et régulières, les sourcils, le remplissage des lèvres.
Remarque : ne passez pas plusieurs fois du même côté, mais appliquer la couleur en quelques étapes. Parfaitement adaptée à la couleur et retouche.



Micropigmentation capillaire

Cartouches ZEN

1 NANO CARTOUCHE / Aiguille 0,2 mm

Idéal pour un motif extrêmement fin sur l'arcade sourcilière, de minuscules traits de cheveux. Cette aiguille pénètre facilement dans la peau. Assurez-vous de régler correctement la profondeur de l'aiguille. Diamètre délicat et pointe acérée de l'aiguille.

3 CARTOUCHE POWER / Aiguille 0,3 mm

Idéal pour le contour des lèvres, le contour des ridules, les traits fins des cheveux, le rehaussement des cils.

Cartouches REVO

REVO 1P / Aiguilles 0,3mm

Idéale pour les ridules, l'eye-liner, l'amélioration du contour de l'oeil, contour des sourcils et contour des lèvres.

Important : cette aiguille pénètre facilement dans la peau. Assurez-vous d'ajustez correctement la profondeur de l'aiguille.

REVO 1P / Aiguilles 0,4mm

Idéale pour les lignes épaisses régulières et pleines, l'ombrage des sourcils.

Important : cette aiguille pénètre facilement dans la peau. Assurez-vous d'ajustez correctement la profondeur de l'aiguille.



Détatouage sans laser

Cartouches REVO

REVO 1P / Aiguilles 0,18 mm

Idéale pour les ridules, l'eye-liner, l'amélioration du contour de l'oeil, sourcils, contour des lèvres et teinte des lèvres.

Remarque : cette aiguille pénètre facilement dans la peau. Assurez-vous d'ajustez correctement la profondeur de l'aiguille.

Accessoires

Stabilisateur dermographe Simplicity

Le stabilisateur Phi est un disque de stabilité à cartouche, utilisé pour obtenir plus de précision et de contrôle lors du travail avec une machine Simplicity. Il assure la stabilité, empêche les tremblements de la main et les vibrations de la machine. Les résultats obtenus sont bien meilleurs car les poils sont plus fins et plus réalistes.



Récapitulatif

	Eye-liner / Lèvres	Microblading	Microneeling	Micropigmentation capillaire	Aréole mammaire	Détatouage
Zen 1 Liner						
Zen 1 Micro						
Zen 1 Nano						
Zen 3 Outline						
Zen 3 Liner						
Zen 3 Micro						
Zen 3 Slopped						
Zen 3 Power						
Zen 4 Flat						
Zen 5 Magnum						
Zen 5 Oblique						
Zen 5 Shader						
Zen 5 Power						
Zen 7P Power						
Zen 9P Magnum						
Zen microneedling						
Revo Tri M						
Revo 6F 0.3						
Revo 5R 0.25						
Revo 5FSL 0.3						
Revo 4F 0.3						
Revo 3R 0.25						
Revo 3R 0.18						
Revo 3FSL 0.3						
Revo 1P 0.4						
Revo 1P 0.3						
Revo 1P 0.18						



PREMIUM SELLER

CHEMS LATRECHE

Vous avez des questions sur nos produits, leurs utilisations ou d'autres préoccupations ?

Notre service clientèle est heureux de vous aider !

Nous sommes là pour trouver la meilleure solution possible pour toutes vos demandes.

SAV ouvert du Lundi au Vendredi de 9h00 à 18h00
Français et Anglais

06.50.14.96.16
hello@maquillage-permanent.fr



Suivez nous sur Instagram pour être informé
des codes promos et nouveautés du site
@phiseller_france